

# Säkerhetsdatablad (SDB)

Datum: 2013-06-25

Ersätter: 2012-10-19

Internt Nr: 102

Ver 7

## Lectro Derm 1 Ultraljudsgel

### 1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn: Lectro-Derm 1 Ultraljudsgel  
Artikelnr: 1022526, 1022620, 1025530, 1025730

Avsedd/rekommenderat användningsområde: Ultraljudsgel/kontaktmedium för undersökningar.

#### Tillverkare:

Handelshuset Viroderm  
Fabriksvägen 5  
171 48 Solna  
Sverige

Telefon: 08-373712  
Fax: 08-872905

Nödtelefonnummer: Giftinformationscentralen 08-33 12 31 eller 112

### 2. Färliga egenskaper

Inga kända hälso- eller miljöfarliga egenskaper vid normal användning.

### 3. Sammansättning/ämnenas klassificering

INCI	CAS
Aqua	7732-18-5
Glycerin	56-81-5
Triethanolamine	102-71-6
Carbomer	9003-01-04
Phenoxyethanol	122-99-6
Ethylhexylglycerin	70445-33-9

### 4. Första hjälpen

**Inandning:** Ej tillämpligt  
**Hudkontakt:** produkten är avsedd att användas på hud  
**Kontakt med ögonen:** Skölj omgående med rikliga mängder ljummet vatten. Om obehag kvarstår kontakta läkare  
**Förtäring:** Skölj munnen. Drick 2-3 glas vatten eller mjölk. Om större mängd svalts eller vid kvarvarande illamående kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

# Säkerhetsdatablad (SDB)

Datum: 2013-06-25

Ersätter: 2012-10-19

Internt Nr: 102

Ver 7

## Lectro Derm 1 Ultraljudsgel

### 5. Åtgärder vid brand

Alla vanliga eldsläckningsmedel är lämpliga

### 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Mindre spill/läckage torkas upp med trasa, avlägsna resten med vatten. Större mängder samlas upp med absorberande material (sand, jord) och sänds till destruktion. Förhindra utsläpp i avlopp av större mängder.

### 7. Hantering och lagring

**Hantering:** Helpall får ej dubbelstaplas.

**Lagring:** Förvaras torrt och frostfritt, helst vid rumstemperatur, undvik direkt solljus.

### 8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder

### 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

**Utseende:** Färglös gel.

**Doft:** Oparfumerad.

**pH:** 6,9

**Löslighet i vatten:** Fullständigt löslig vid 50 °C

**Viskositet:** Ca 58 000 CP

### 10. Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil under normala förvaringsförhållanden. Undvik långvarig exponering över 30 grader °C.

### 11. toxikologisk information

**Inandning:** Ej tillämpligt

**Hudkontakt:** Skadliga effekter osannolika. Vid långvarig/ofta upprepad kontakt kan hudens skyddsbarriär påverkas.

**Kontakt med ögonen:** Stänk i ögonen kan orsaka sveda.

**Förtäring:** Skadliga effekter osannolika såvida inte större mängder svalts. Kan orsaka sveda i munhåla och svalg och medföra illamående.

# Säkerhetsdatablad (SDB)

Datum: 2013-06-25

Ersätter: 2012-10-19

Internt Nr: 102

Ver 7

## Lectro Derm 1 Ultraljudsgel

### 12. Ekotoxikologisk information

Produkten har, enligt gällande kriterier för kemiska produkter och utgående från tillgänglig information, bedömts vara icke miljöfarlig.

### 13. Avfallshantering

Förpackningen består av plasterna PE (flaska), PE-HD (kork) och PE (etikett).

Större restmängder lämnas för destruktion enligt lokala regler för kemiskt avfall.

### 14. Transportinformation

Omfattas inte av reglerna om transport av farligt gods.

### 15. Gällande bestämmelser

Produkten uppfyller kraven enligt Läkemedelsverkets föreskrifter.

### 16. Övrig information

Produkten är anmäld till Giftinformationscentralen.

Utformad av: Alf Jarméus  
Stockholms Analytiska Laboratorium AB